



ADAPT™ Monorail



Stent à cellules fermées avec une surface interne lisse.

Longueur 135 cm

Guide recommandé : .014"

Référence	Vaisseau Diamètre (mm)	Stent Longueur (mm)	Système O.D. (F/mm)	Compatibilité	
				KT Guide (Fr / Inch)	Introducteur (Fr)
M001552000	4.0-9.0	20	5.0/1.75	8/.087	6 Fr
M001552020	4.0-9.0	30	5.0/1.75	8/.087	6 Fr
M001552040	4.0-9.0	40	5.0/1.75	8/.087	6 Fr